

Носилки «Медпром»

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные характеристики медицинского изделия «Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020».

Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС



ООО «МЕДПРОМ»

194021, г. Санкт-Петербург
ул. Политехническая, д.17, к.3
лит. А, пом. 16Н, ком.9
тел./факс: +7 (812) 297-97-77
+7 (812) 297-96-77
e-mail: med-prom@mail.ru
<http://www.medprom.spb.ru>



Разработка и Производство
Портативной Наркозно-Дыхательной Техники



НОСИЛКИ

ПАСПОРТ

Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи

«Медпром»

по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020

Сделано в РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение изделия	3
2 Основные технические характеристики	4
3 Комплектность	6
4 Гарантии производителя	7
5 Таблица учета неисправностей	8
6 Свидетельство об упаковывании	9
7 Свидетельство о приемке	9
8 Гарантийный талон	10

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020 (далее по тексту - носилки, изделие) предназначены для переноски и перемещения пациентов из труднодоступных мест на догоспитальном этапе при медицинской эвакуации, спасательных мероприятиях или при транспортировании в транспортных средствах скорой медицинской помощи.

Медицинское изделие имеет следующие исполнения:

Исполнение 1: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1-«Медпром»;

Исполнение 2: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1У-«Медпром»;

Исполнение 3: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2-«Медпром»;

Исполнение 4: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2У-«Медпром»;

Исполнение 5: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3-«Медпром»;

Исполнение 6: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3У-«Медпром»;

Исполнение 7: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4-«Медпром»;

Исполнение 8: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4У-«Медпром».

Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские организации.

Изделие используется в условиях применения выездных служб интенсивной терапии и реанимации, медицинского транспорта, при спасательных мероприятиях для всех групп населения без градации по возрастному, демографическому или популяционному признаку.

Показания к применению медицинского изделия: применять согласно назначению.

Противопоказания к применению медицинского изделия: перелом позвоночника (при применении без дополнительной фиксации позвоночника); не применять не по назначению.

Побочные эффекты: не выявлены.

Потенциальные потребители: медицинские работники, внимательно изучившие эксплуатационную документацию, освоившие правила эксплуатации.

Климатическое исполнение У 1.1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности до 98% при температуре воздуха плюс 25°C.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования изделие относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-2020.

В зависимости от степени потенциального риска изделие относится к классу 1 (в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» и ГОСТ 31508).

Изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относятся к группе 5 по ГОСТ Р 50444-2020.

В зависимости от типа панелей по ГОСТ Р 56330-2016 носилки относятся к бескаркасным мягким без иммобилизации.

Изделие допущено к обращению на территории Российской Федерации. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16959 от 19 апреля 2022 года.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Исполнения, значения			
	Н-СП-1- «Медпром»	Н-СП-1У- «Медпром»	Н-СП-2- «Медпром»	Н-СП-2У- «Медпром»
	Н-СП-3- «Медпром»	Н-СП-3У- «Медпром»	Н-СП-4- «Медпром»	Н-СП-4У- «Медпром»
1 Габаритные размеры носилок, мм: - длина - ширина - высота (толщина)	2140±100 1100±50 25±5	2140±100 1100±50 280±50	2140±100 1100±50 25±5	2140±100 1100±50 280±50
2 Размеры панели носилок, мм: - длина - ширина	2030±100 990±60	2030±100 990±60	2030±100 990±60	2030±100 990±60
3 Количество ручек носилок, шт.	8	8	8	8
4 Габаритные размеры ручек носилок, мм - длина - диаметр	138±10 20±5	138±10 20±5	138±10 20±5	138±10 20±5
5 Количество лямок изделия для переноски пациента в сидячем положении, шт.	2	2	2	2
6 Размеры лямок для переноски пациента в сидячем положении, мм - длина: в сложенном состоянии в развернутом состоянии - ширина: ширина ремня ширина накладки на плечо	1060±30 1360±30 25±5 75±5	1060±30 1360±30 25±5 75±5	1060±30 1360±30 25±5 75±5	1060±30 1360±30 25±5 75±5
7 Количество ремней для фиксации пациента, шт.	3	3	3	3
8 Тип ремней для фиксации пациента	Встроенные (вшитые)	Встроенные (вшитые)	Прилагаются отдельно	Прилагаются отдельно
9 Габаритные размеры ремней для фиксации пациента, мм - длина ремня для фиксации пациента №1 (грудной): в сложенном состоянии в развернутом состоянии - длина ремня для фиксации пациента №2 (поясной): в сложенном состоянии в развернутом состоянии - длина ремня для фиксации пациента №3 (ножной): в сложенном состоянии в развернутом состоянии - ширина	550±50 1650±100 550±50 1650±100 360±40 1070±50 50±5	550±50 1650±100 550±50 1650±100 360±40 1070±50 50±5	550±50 1650±100 550±50 1650±100 360±40 1070±50 50±5	550±50 1650±100 550±50 1650±100 360±40 1070±50 50±5
10 Размеры ремня, удерживающего положение сидя: - длина: в крайнем (затянута) положении в развернутом состоянии - ширина	500±50 1320±50 35±10	500±50 1320±50 35±10	500±50 1320±50 35±10	500±50 1320±50 35±10
11 Упор для ног	-	1	-	1

Наименование характеристики	Исполнения, значения			
	Н-СП-1- «Медпром»	Н-СП-1У- «Медпром»	Н-СП-2- «Медпром»	Н-СП-2У- «Медпром»
	Н-СП-3- «Медпром»	Н-СП-3У- «Медпром»	Н-СП-4- «Медпром»	Н-СП-4У- «Медпром»
12 Размеры упора для ног: - ширина (внутри упора) - высота	- -	300±50 280±30	- -	300±50 280±30
13 Габаритные размеры изделия в сумке для переноски, мм: - ширина - глубина - высота	550±50 200±40 200±40	550±50 200±40 200±40	550±50 200±40 200±40	550±50 200±40 200±40
14 Количество ручек-лямок сумки для переноски, шт.	2	2	2	2
15 Габаритные размеры ручек-лямок сумки для переноски, мм - длина - ширина	260±30 25±5	260±30 25±5	260±30 25±5	260±30 25±5
16 Габаритные размеры изделия в упаковке, мм - ширина - глубина - высота	565±20 210±10 210±10	565±20 210±10 210±10	565±20 210±10 210±10	565±20 210±10 210±10
17 Масса носилок (без сумки для переноски), кг	2,5±0,2	2,7±0,2	2,5±0,2	2,7±0,2
18 Масса сумки для переноски, кг	0,25±0,05	0,25±0,05	0,25±0,05	0,25±0,05
19 Масса ремней для фиксации пациента: - ремень для фиксации пациента №1 (грудной) - ремень для фиксации пациента №2 (поясной) - ремень для фиксации пациента №3 (ножной)	- - -	0,2±0,05 0,2±0,05 0,15±0,05	- - -	0,2±0,05 0,2±0,05 0,15±0,05
20 Масса изделия (нетто) в соответствии с комплектностью (в сумке для переноски), кг	2,8±0,3	3,0±0,3	2,8±0,3	3,0±0,3
21 Масса изделия (брутто), кг	3,1±0,3	3,3±0,3	3,1±0,3	3,3±0,3
22 Номинальная нагрузка на панель изделия, не менее, кг	170	170	170	170

2.2 Наружные поверхности без зацепов, заусенцев, острых кромок, царапин, вмятин, искривлений и прочих дефектов, ухудшающих внешний вид и качество изделия. Конструкции застежек (молнии и липучки) обеспечивают свободное открывание и закрывание, крепежные ремни обеспечивают надежную фиксацию.

2.3 Усилие, необходимое для развертывания носилок, не более 300 Н (30кгс).

2.4 Наружные поверхности изделий устойчивы к средствам дезинфекции при проведении дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88, с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96.

2.5 Средний срок службы изделия - не менее пяти лет. Критерием предельного состояния изделия является технико-экономическая целесообразность его восстановления.

2.6 Средняя наработка на отказ носилок - не менее 2000 часов. Критерием отказа является несоответствие изделия требованиям номинальной нагрузки на панель изделия, которая должна быть не менее 170 кг.

2.7 Металлические и неметаллические неорганические покрытия - по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.303-84 для группы условий эксплуатации Ж.

2.8 Материалы, используемые в конструкции изделия трудновозгораемые, влаго- и морозостойкие.

2.9 Панель носилок изготовлена из влагостойкого и водонепроницаемого материала.

2.10 Материалы, применяемые при изготовлении изделия, безопасны и разрешены к применению.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность исполнений Носилок медицинских для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020 при поставке должна соответствовать комплектности, указанной в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1 Исполнение 1: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1-«Медпром»			
1.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1-«Медпром»	МПР.011.00020.001	1
1.2	Сумка для переноски	МПР.011.00020.001-01	1
1.3	Эксплуатационная документация:		
1.3.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
1.3.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
2 Исполнение 2: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1У-«Медпром»			
2.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-1У-«Медпром»	МПР.011.00020.0011	1
2.2	Сумка для переноски	МПР.011.00020.001-01	1
2.3	Эксплуатационная документация:		
2.3.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
2.3.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
3 Исполнение 3: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2-«Медпром»			
3.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2-«Медпром»	МПР.011.00020.002	1
3.2	Ремень для фиксации пациента:		
3.2.1	Ремень для фиксации пациента №1 (грудной)	МПР.011.00020.002-01	1
3.2.2	Ремень для фиксации пациента №2 (поясной)	МПР.011.00020.002-02	1
3.2.3	Ремень для фиксации пациента №3 (ножной)	МПР.011.00020.002-03	1
3.3	Сумка для переноски	МПР.011.00020.001-01	1
3.4	Эксплуатационная документация:		
3.4.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
3.4.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
4 Исполнение 4: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2У-«Медпром»			
4.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-2У-«Медпром»	МПР.011.00020.0021	1
4.2	Ремень для фиксации пациента:		
4.2.1	Ремень для фиксации пациента №1 (грудной)	МПР.011.00020.002-01	1
4.2.2	Ремень для фиксации пациента №2 (поясной)	МПР.011.00020.002-02	1
4.2.3	Ремень для фиксации пациента №3 (ножной)	МПР.011.00020.002-03	1
4.3	Сумка для переноски	МПР.011.00020.001-01	1
4.4	Эксплуатационная документация:		
4.4.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
4.4.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
5 Исполнение 5: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3-«Медпром»			
5.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3-«Медпром»	МПР.011.00020.003	1
5.2	Сумка для переноски	МПР.011.00020.003-01	1
5.3	Эксплуатационная документация:		

Окончание таблицы 2

№	Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
5.3.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
5.3.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
6 Исполнение 6: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3У-«Медпром»			
6.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-3У-«Медпром»	МПР.011.00020.0031	1
6.2	Сумка для переноски	МПР.011.00020.003-01	1
6.3	Эксплуатационная документация:		
6.3.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
6.3.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
7 Исполнение 7: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4-«Медпром»			
7.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4-«Медпром»	МПР.011.00020.004	1
7.2	Ремень для фиксации пациента:		
7.2.1	Ремень для фиксации пациента №1 (грудной)	МПР.011.00020.002-01	
7.2.2	Ремень для фиксации пациента №2 (поясной)	МПР.011.00020.002-02	1
7.2.3	Ремень для фиксации пациента №3 (ножной)	МПР.011.00020.002-03	1
7.3	Сумка для переноски	МПР.011.00020.003-01	1
7.4	Эксплуатационная документация:		
7.4.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
7.4.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1
8 Исполнение 8: Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4У-«Медпром»			
8.1	Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-4У-«Медпром»	МПР.011.00020.0041	1
8.2	Ремень для фиксации пациента:		
8.2.1	Ремень для фиксации пациента №1 (грудной)	МПР.011.00020.002-01	
8.2.2	Ремень для фиксации пациента №2 (поясной)	МПР.011.00020.002-02	1
8.2.3	Ремень для фиксации пациента №3 (ножной)	МПР.011.00020.002-03	1
8.3	Сумка для переноски	МПР.011.00020.003-01	1
8.4	Эксплуатационная документация:		
8.4.1	Паспорт	Н.30.99.10-011-50063260.1.ПС	1
8.4.2	Руководство по эксплуатации	Н.30.99.10-011-50063260.1.РЭ	1

4 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 30.99.10-011-50063260-2020 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки покупателю.

4.3 Гарантийный срок хранения изделия - 12 месяцев со дня изготовления.

4.4 В случае несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации, повлекшего за собой неблагоприятные последствия для пациента, ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

5 ТАБЛИЦА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5.1 Все предъявленные рекламации потребитель должен регистрировать в таблице 3.

Таблица 3

Дата отказа или возникновения неисправности	Характер (внешнее проявление) неисправности	Дата направления рекламации	№ Акта ремонта медицинского изделия, дата (<i>заполняется предприятием- изготовителем</i>)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-____-«Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020, серийный № _____,

упакованы _____
(наименование предприятия-изготовителя)

согласно требованиям ТУ 30.99.10-011-50063260-2020.

Дата упаковки: _____

Упаковку произвёл:

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи Н-СП-____-«Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020, серийный № _____, произведены и приняты в полном соответствии с ТУ 30.99.10-011-50063260-2020, пригодны к эксплуатации.

М.П. « ____ » _____ 202 ____ г.

Ответственное лицо:

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Предприятие-изготовитель

ООО «Медпром»

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17, к.3,
лит. А, пом. 16Н, ком.9

ОГРН 1147847354874

ИНН/КПП 7804542510/780401001

Телефон/факс: (812) 297-96-77, (812) 297-97-77

8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Носилки медицинские для переноски пациентов при оказании скорой медицинской помощи
Н-СП-_____ -«Медпром» по ТУ 30.99.10-011-50063260-2020, серийный № _____,

выпущенный _____ по свидетельству о приемке _____
(дата приемки)

приобретенный _____
(дата, подпись ответственного лица и печать торгующей организации)

введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись ответственного лица и печать потребителя)

принят на гарантийное обслуживание _____

(дата, наименование предприятия, адрес)

МП Подпись ответственного лица
предприятия-изготовителя _____

МП Подпись руководителя
предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание _____

Предприятие-изготовитель

ООО «Медпром»

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17, к.3,

лит. А, пом. 16Н, ком.9

ОГРН 1147847354874

ИНН/КПП 7804542510/780401001

Телефон/факс: (812) 297-96-77, (812) 297-97-77